


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Slc14A1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13336

Numéro d'article: CM0007406



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le SLC14A1 humain (transporteur d'urée 1, antigène du groupe sanguin JK), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude du transport de l'urée dans les érythrocytes et le canal collecteur rénal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC14A1 Lapin mAb
Remarques/Alias	JK; UT1; UTE; HUT11; Jk(a); Jk(b); RACH1; RACH2; UT-B1; HUT11A; HsT1341; SLC14A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6563
GeneID	6563
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 289-389 du SLC14A1 humain. (NP_056949.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13336
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace