


Anticorps Polyclonal Anti-Slc14A1/Transporteur De L'urée 1 Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q13336

Numéro d'article: CM0021465



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC14A1 humain (transporteur de l'urée 1, antigène du groupe sanguin JK). Validé pour la WB, l'IHC-P, l'IF-P et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rats. Convient à l'étude du transport de l'urée et de la physiologie rénale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC14A1 Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	JK ; UT1 ; UTE ; HUT11 ; JK(a) ; JK(b) ; RACH1 ; RACH2 ; UT-B1 ; HUT11A ; HsT1341 ; SLC14A1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6563
GeneID	6563
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 158-257 de SLC14A1 humain (NP_001295208.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q13336
Poids moléculaire	43 kDa
Expédition	Sac de glace