


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc16A2 (Mct8) Pour Wb, Elisa - P36021

Numéro d'article: CM0027074



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC16A2/MCT8 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec les tissus humains, murins et de rat, détectant une bande à 60 kDa. Convient pour la recherche sur le transport des hormones thyroïdiennes et la déficience en MCT8.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SLC16A2
Remarques/Alias	AHDS ; MCT7 ; MCT8 ; XPCT ; MCT 7 ; MCT 8 ; MRX22 ; DXS128 ; DXS128E ; SLC16A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6567
GeneID	6567
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36021
Poids moléculaire protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace