

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Slc16A3/Mct4 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O15427

Numéro d'article: CM0009878

Introduction

CamelBio propose l'anticorps monoclonal de lapin Anti-SLC16A3/MCT4 (O15427) validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Cet anticorps cible le transporteur de monocarboxylate 4, idéal pour les études sur le métabolisme du lactate et le métabolisme du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC16A3/MCT4 Rabbit mAb
Remarques / Alias	MCT3; MCT4; MCT 3; MCT 4; MCT-3; MCT-4
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	9123
GeneID	9123
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 410-465 de SLC16A3/MCT4 humain (NP_004198.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O15427
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace