

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc16A4 Pour Wb Et Elisa - O15374

Numéro d'article: CM0013200

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SLC16A4 humain (MCT4/5), un transporteur probable de monocarboxylates. Validé pour WB et ELISA avec réactivité chez l'humain et le rat. Convient pour la recherche sur les protéines membranaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	SLC16A4 Lapin pAb
Remarques/Alias	MCT4; MCT5; SLC16A4
Espèce	Humain
ID de gène	9122 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 388-487 du SLC16A4 humain (NP_004687.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O15374
Poids moléculaire	54 kDa
Expédition	Sac de glace