

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc16A4 Pour Wb, Elisa - O15374

Numéro d'article: CM0030399

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC16A4 humain (MCT4/MCT5), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Soutient les études sur les transporteurs de monocarboxylates.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLC16A4 Lapin pAb
Remarques/Alias	MCT4; MCT5; SLC16A4
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	9122
GenelD	9122
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O15374
Poids Protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace