

Anticorps Polyclonal Anti-Slc16A7 (Mct2) Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60669

Numéro d'article: CM0015439



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre SLC16A7/MCT2 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le transporteur de monocarboxylates 2 dans des échantillons humains et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SLC16A7 pAb de lapin
Remarques / Alias	MCT2 ; SLC16A7
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9194
ID du gène	9194
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O60669
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace