

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc16A7 (Mct2) Pour Wb, Elisa - O60669

Numéro d'article: CM0026065



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC16A7 (MCT2) humain, adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Validé pour la détection du transporteur de monocarboxylates endogène dans la recherche sur le métabolisme et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC16A7 Lapin pAb
Remarques/Alias	MCT2; SLC16A7
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9194
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 379-478 du SLC16A7 humain (NP_001257551.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O60669
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace