

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc17A6 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9P2U8

Numéro d'article: CM0016475

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SLC17A6/VGLUT2, adapté pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Pour la recherche sur les vésicules synaptiques et le transport des neurotransmetteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC17A6 Lapin pAb
Remarques/Alias	DNPI; VGLUT2; SLC17A6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57084
GeneID	57084
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 500-582 de SLC17A6 humain (NP_065079.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P2U8
Poids moléculaire	64 kDa
Expédition	Sac de glace