

Anticorps Polyclonal Anti-Slc17A7 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9P2U7

Numéro d'article: CM0014620

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC17A7 de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA chez l'homme et la souris. Cible le transporteur vésiculaire du glutamate 1 (VGLUT1) pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC17A7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BNPI, VGLUT1, SLC17A7
Espèce	Humain
ID du gène	57030
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9P2U7
Poids de la protéine	62kDa
Expédition	Sac de glace