


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc18A3 Pour If-P, Ihc-P, Elisa - Q16572

Numéro d'article: CM0020130



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC18A3 (VACHT), validé pour IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines homologues de la souris et du rat. Idéal pour la recherche sur la neurotransmission cholinergique et les vésicules synaptiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC18A3 pAb de lapin
Remarques/Alias	CMS21 ; VACHT ; SLC18A3
Espèce	Homme
GeneID (humain)	6572
GeneID	6572
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 473 à 532 de SLC18A3 humain (NP_003046.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q16572
Poids moléculaire	57 kDa
Expédition	Sac de glace