


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc19A1 (Transporteur Des Folates Réduits) Pour Wb, Elisa - P41440

Numéro d'article: CM0012921



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SLC19A1 humain (transporteur des folates réduits), adapté au Western blot et à l'ELISA. Idéal pour les recherches sur le transport des folates, l'absorption du méthotrexate et la signalisation immunitaire des dinucléotides cycliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC19A1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RFC; CHMD; FOLT; IFC1; REFC; RFC1; hRFC; IFC-1; MEGAF; RFT-1; hSLC19A1; SLC19A1
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	6573
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 452-591 de SLC19A1 humain (NP_919231.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P41440
Poids de la protéine	65 kDa
Expédition	Poche de glace