


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc1A1 Pour Wb, If-P, Elisa - P43005

Numéro d'article: CM0030452



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC1A1/EAAT3 validé pour le Western blot, l'immunofluorescence (IF-P) et l'ELISA. Détecte le transporteur 3 d'acides aminés excitateurs chez l'humain, la souris et le rat. Pour la recherche en neurosciences, rénale et sur le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | pAb de lapin SLC1A1                                                                                                           |
| Remarques/Alias    | DCBXA ; EAAC1 ; EAAT3 ; SCZD18 ; hEAAC1 ; SLC1A1                                                                              |
| Espèce             | Humain                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)    | 6505                                                                                                                          |
| GeneID             | 6505                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 430-524 de SLC1A1 humain (NP_004161.4) |
| Source             | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application        | WB, IF-P, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS              | P43005                                                                                                                        |
| Poids protéique    | 57 kDa                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                  |