


Anticorps Polyclonal Anti-Slc1A4 Pour Wb, Elisa - P43007

Numéro d'article: CM0016223



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SLC1A4 (ASCT1, SATT) validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport des acides aminés et les troubles neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-SLC1A4
Remarques/Alias	SATT, ASCT1, SPATCCM, SLC1A4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6509
GeneID	6509
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-220 du SLC1A4 humain (NP_003029.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43007
Poids protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace