


Anticorps Polyclonal Anti-Slc1A4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P43007

Numéro d'article: CM0025337



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC1A4, ciblant le transporteur d'acides aminés neutres humain ASCT1. Validé en WB, IHC-P, ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier l'homéostasie de la D-sérine et les mécanismes de transport des acides aminés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin SLC1A4
Remarques/Alias	SATT ; ASCT1 ; SPATCCM ; SLC1A4
Espèce	Humain
ID du gène	6509
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400-500 de SLC1A4 humain (P43007)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43007
Poids protéique	56 kDa
Expédition	Sac de glace