


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc1A5 Pour Wb Et Elisa - Q15758

Numéro d'article: CM0015377



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine SLC1A5 (ASCT2), adapté pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez le rat. Idéal pour l'étude du transport de la glutamine, du métabolisme cancéreux et des fonctions de récepteur viral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SLC1A5
Remarques/Alias	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VS1; SLC1A5
Espèce	Humain
ID de gène	6510 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la SLC1A5 humaine (NP_005619.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q15758
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace