


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc1A5 Pour Wb, Elisa - Q15758

Numéro d'article: CM0028724



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute affinité contre le SLC1A5 humain (ASCT2), validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport des acides aminés neutres et la signalisation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SLC1A5
Remarques/Alias	R16 ; AAAT ; ATBO ; M7V1 ; RDRC ; ASCT2 ; M7VS1 ; SLC1A5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6510
Identifiant du gène	6510
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15758
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace