

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc1A6 Pour Wb Et Elisa - P48664

Numéro d'article: CM0028024

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC1A6 de haute qualité validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'EAAT4 humain et murin, un transporteur de glutamate essentiel dans les cellules de Purkinje du cervelet. Idéal pour les études en neurosciences et sur le transport.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SLC1A6
Remarques/Alias	EAAT4 ; SLC1A6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6511
GeneID	6511
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 155-265 du SLC1A6 humain (NP_001259016.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P48664
Poids protéique	62 kDa
Expédition	Sac de glace