

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc1A7 Pour Wb, Elisa - O00341

Numéro d'article: CM0024042

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC1A7 (EAAT5), validé pour les applications WB et ELISA, avec réaction croisée avec la souris. Adapté à la recherche sur la rétine et les neurosciences concernant le transport du glutamate et l'inhibition synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC1A7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SLC1A7; AAAT; EAAT5; solute carrier family 1 member 7
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6512
Identifiant du gène	6512
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 480-560 de SLC1A7 humain (NP_006662.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O00341
Poids de la protéine	17kDa/60kDa
Expédition	Sac de glace