

Anticorps Polyclonal Anti-Slc20A1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wum9

Numéro d'article: CM0024883

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC20A1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte l'humain, la souris, le rat. Transporteur de phosphate dépendant du sodium 1, pertinent pour la recherche sur la calcification et les récepteurs rétroviraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC20A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PIT1; GLVR1; PIT-1; Glvr-1; SLC20A1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6574
ID de gène	6574
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 257-356 de SLC20A1 humain (NP_005406.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WUM9
Poids moléculaire	74kDa
Expédition	Sac de glace