

Anticorps Polyclonal Anti-Slc20A2 Pour Wb Et Elisa - Q08357

Numéro d'article: CM0028165

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SLC20A2 (PiT-2), validé pour WB et ELISA avec réaction croisée contre l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le transport du phosphate, la minéralisation osseuse et l'entrée rétrovirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC20A2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PIT2; RAM1; GLVR2; IBGC1; IBGC2; IBGC3; MLVAR; PIT-2; Ram-1; GLVR-2; SLC20A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6575
GeneID	6575
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 235-485 de la protéine SLC20A2 humaine (NP_001244110.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q08357
Poids de la protéine	70kDa
Expédition	Sac isotherme