


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc22A11 Pour Wb, Elisa - Q9Nsa0

Numéro d'article: CM0028454



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC22A11 (OAT4) validé pour WB, ELISA. Détecte le SLC22A11 humain, murin, rat, un transporteur d'anions organiques placentaire/rénal. Idéal pour les études de transport et la recherche sur la réabsorption rénale et l'échange stéroïdien placentaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC22A11 pAb de lapin
Remarques/Alias	OAT4; hOAT4; SLC22A11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55867
GeneID	55867
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-140 du SLC22A11 humain (NP_060954.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NSA0
Poids moléculaire protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace