


Anticorps Polyclonal Anti-Slc22A2 (Oct2) Pour Wb Et Elisa - O15244

Numéro d'article: CM0025390



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le transporteur de cations organiques SLC22A2/OCT2 humain. Validé pour Western blot et ELISA ; réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour l'étude de la clairance médicamenteuse, du transport des neurotransmetteurs et des voies des polyamines. Poids moléculaire prédit : 63 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC22A2 pAb de lapin
Remarques / Alias	OCT2 ; SLC22A2
Espèce	Humain
Identifiant gène (Humain)	6582
Identifiant gène	6582
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 44-140 de la protéine SLC22A2 humaine (NP_003049.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O15244
Poids de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac isotherme avec accumulateur de froid