


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Slc22A3/Oct3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75751

Numéro d'article: CM0003694



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-SLC22A3/OCT3 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte le membre 3 de la famille des transporteurs de solutés 22 humain et murin (O75751), un transporteur de cations organiques clé impliqué dans la capture des neurotransmetteurs et des médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AcM de lapin SLC22A3/OCT3
Remarques/Alias	EMT; EMT3; OCT3; SLC22A3/OCT3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6581
GeneID	6581
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 301-450 du SLC22A3/OCT3 humain (O75751)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O75751
Poids Moléculaire Protéique	61kDa
Expédition	Sac de glace