

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc22A5 (Octn2) Pour Wb, If/Icc, Elisa - O76082

Numéro d'article: CM0021871



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC22A5 (OCTN2), un transporteur de carnitine à haute affinité. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Convient à l'étude du métabolisme de la carnitine, de l'homéostasie intestinale et du déficit primaire en carnitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC22A5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CDSP ; OCTN2 ; SLC22A5
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	6584
ID du gène	6584
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 430-529 de SLC22A5 humain (NP_003051.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O76082
Poids moléculaire de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace