


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc22A6 Pour Wb Et Elisa - Q4U2R8

Numéro d'article: CM0019377



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le transporteur d'anions organiques SLC22A6 (OAT1) humain. Convient pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain et le rat. Idéal pour la recherche sur le transporteur de médicaments rénal et la pharmacocinétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC22A6 Lapin pAb
Remarques/Alias	OAT1; PAHT; HOAT1; ROAT1; SLC22A6
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9356
ID de gène	9356
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-135 du SLC22A6 humain (NP_004781.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q4U2R8
Poids moléculaire	62kDa
Expédition	Sac de glace