

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc22A7 Pour Wb, Elisa - Q9Y694

Numéro d'article: CM0012998

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine SLC22A7 humaine (OAT2/NLT), adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec des échantillons de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le transport de médicaments et la fonction rénale/hépatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC22A7 pAb de lapin
Remarques/Alias	NLT; OAT2; hOAT11; SLC22A7
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	10864
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50 à 142 de la SLC22A7 humaine (NP_696961.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y694
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace