

Anticorps Polyclonal Anti-Slc23A2 Pour Wb, Elisa - Q9Ugh3

Numéro d'article: CM0031031

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC23A2 humain (SVCT2), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'humain et la souris. Idéal pour l'étude du transport de l'ascorbate et du captage dépendant du sodium de la vitamine C.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLC23A2 Lapin pAb
Remarques/Alias	NBTL1; SVCT2; YSPL2; SLC23A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9962
GeneID	9962
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 551-650 du SLC23A2 humain (NP_005107.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UGH3
Poids Protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace