

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc24A4 Pour Wb Et Elisa - Q8Nff2

Numéro d'article: CM0023738

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SLC24A4 (NCKX4), validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur le transport du calcium, l'olfaction et l'amélogénèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SLC24A4
Remarques/Alias	AI2A5 ; NCKX4 ; SHEP6 ; SLC24A2 ; SLC24A4
Espèce	Humain
GenelD	123041
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 200-300 de SLC24A4 humain (NP_705932.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NFF2
Poids protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace