

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc24A5 Pour If/Icc, Elisa - Q71Rs6

Numéro d'article: CM0014383

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC24A5 humain, l'échangeur sodium/potassium/calcium 5, pour IF/ICC et ELISA. Impliqué dans le transport d'ions des mélanosomes et la pigmentation, utile pour la recherche sur l'albinisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLC24A5 Lapin pAb
Remarques/Alias	JSX; OCA6; NCKX5; SHEP4; SLC24A5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	283652
GeneID	283652
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-300 du SLC24A5 humain (NP_995322.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q71RS6
Poids Protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace