

Anticorps Polyclonal Anti-Slc25A1 Pour Wb, Elisa - P53007

Numéro d'article: CM0022308

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC25A1 humain (transporteur mitochondrial du citrate). Validé pour WB et ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour les applications de recherche sur le métabolisme et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SLC25A1
Remarques/Alias	SLC25A1 ; CTP ; D2L2AD ; SEA ; SLC20A3 ; solute carrier family 25 member 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6576
GeneID	6576
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 14 et 124 du SLC25A1 humain (NP_005975.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53007
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace