

Anticorps Polyclonal Anti-Slc25A1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P53007

Numéro d'article: CM0018257

Introduction

Anticorps polyclonal dirigé contre SLC25A1 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte les niveaux endogènes de SLC25A1 chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les recherches sur le transport mitochondrial du citrate et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC25A1 pAb de lapin
Remarques/Synonymes	CIC ; CTP ; SEA ; CMS23 ; D2L2AD ; SLC20A3 ; SLC25A1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6576
GeneID	6576
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 311 de SLC25A1 humain (NP_005975.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P53007
Poids moléculaire	34 kDa
Expédition	Poche de glace