

Anticorps Polyclonal Anti-Slc25A11 Pour Wb, Elisa - Q02978

Numéro d'article: CM0021204

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de qualité recherche ciblant SLC25A11 (transporteur mitochondrial du 2-oxoglutarate/malate). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SLC25A11
Remarques/Alias	OGC, PGL6, SLC20A4, SLC25A11
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8402
ID du gène	8402
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de SLC25A11 humain (NP_003553.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q02978
Poids protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace