

Anticorps Polyclonal Anti-Slc25A11 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02978

Numéro d'article: CM0028836

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC25A11 (OGC). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Détecte la protéine transporteuse mitochondriale 2-oxoglutarate/malate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC25A11 Anticorps polyclonal de lapin (pAb)
Remarques/Alias	OGC; PGL6; SLC20A4; SLC25A11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8402
GeneID	8402
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la protéine SLC25A11 humaine (NP_003553.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02978
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace