


Anticorps Polyclonal Anti-Slc25A12 Pour Wb, Elisa - 075746

Numéro d'article: CM0016736



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SLC25A12 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour l'étude du transport mitochondrial de l'aspartate/glutamate et des navettes métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC25A12 Lapin pAb
Remarques/Alias	AGC1 ; DEE39 ; ARALAR ; EIEE39 ; SLC25A12
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8604
ID du gène	8604
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 du SLC25A12 humain (NP_003696.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75746
Poids protéique	75 kDa
Expédition	Sac de glace