


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Slc25A12 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - O75746

Numéro d'article: CM0002751



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant ciblant le SLC25A12 humain, un antiporteur mitochondrial d'aspartate/glutamate. Validé pour WB, IF-P, IHC-P, IP et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le transport mitochondrial et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC25A12 Lapin mAb
Remarques/Alias	AGC1; DEE39; ARALAR; EIEE39; SLC25A12
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8604
ID de gène	8604
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75746
Poids moléculaire	75 kDa
Expédition	Sac de glace