

Anticorps Polyclonal Anti-Slc25A13 Pour Wb, Elisa - Q9Ujs0

Numéro d'article: CM0016336



Introduction

Anticorps polyclonal Anti-SLC25A13 validé pour WB et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Adapté à l'étude de l'antiport aspartate/glutamate mitochondrial et de la fonction de la citrine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC25A13 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CTLN2; NICCD; CITRIN; ARALAR2; SLC25A13
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10165
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de la SLC25A13 humaine (NP_001153682.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UJS0
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace