

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc25A14 Pour Wb, Elisa - 095258

Numéro d'article: CM0017397

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC25A14 (UCP5/BMCP1) validé pour WB et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient aux recherches sur les transporteurs mitochondriaux et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	SLC25A14 Rabbit pAb
Remarques/alias	UCP5; BMCP1; SLC25A14
Espèce	Humain
GenelD	9016
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-200 de la protéine SLC25A14 humaine (NP_001269124.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	095258
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac réfrigérant