

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc25A16 Pour Wb Et Elisa - P16260

Numéro d'article: CM0021763

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SLC25A16, un transporteur mitochondrial de coenzyme A associé à la maladie de Basedow. Convient pour le WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les mitochondries et les maladies auto-immunes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC25A16 Rabbit pAb
Remarques/alias	GDA; GDC; ML7; hML7; HGT.1; D10S105E; SLC25A16
Espèce	Humain
GeneID	8034
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de SLC25A16 humain (NP_689920.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16260
Poids moléculaire	36 kDa
Expédition	Sac réfrigérant