

Anticorps Polyclonal Anti-Slc25A17 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43808

Numéro d'article: CM0014372

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SLC25A17 humain (PMP34), validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le SLC25A17 chez l'homme et la souris, un transporteur de cofacteurs peroxysomaux. Convient pour la recherche en biologie des peroxysomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SLC25A17
Remarques/Alias	PMP34 ; SLC25A17
Espèce	Humain
GeneID	10478
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150 et 250 du SLC25A17 humain (NP_006349.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O43808
Poids protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace