

Anticorps Polyclonal Anti-Slc25A19 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc21

Numéro d'article: CM0018113

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SLC25A19 humain, un transporteur mitochondrial de pyrophosphate de thiamine. Adapté aux applications WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité humaine et murine. Utile pour l'étude du transport mitochondrial et des troubles associés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC25A19 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DNC ; TPC ; MUP1 ; MCPHA ; MTPPT ; THMD3 ; THMD4 ; SLC25A19
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	60386
GeneID	60386
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-80 du SLC25A19 humain (NP_068380.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9HC21
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace