

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc25A19 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc21

Numéro d'article: CM0016781

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SLC25A19 humain (transporteur mitochondrial du pyrophosphate de thiamine). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le transport mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin SLC25A19
Remarques/Alias	DNC ; TPC ; MUP1 ; MCPHA ; MTPPT ; THMD3 ; THMD4 ; SLC25A19
Espèce Cible	Humain
GeneID	60386
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-80 du SLC25A19 humain (NP_068380.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9HC21
Poids Moléculaire Protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace