

Anticorps Polyclonal Anti-Slc25A20 Pour Wb, Elisa - O43772

Numéro d'article: CM0013411

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC25A20 humain, le transporteur de carnitine/acylcarnitine mitochondriale (CACT), validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLC25A20 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAC; CACT; SLC25A20
Espèce	Humain
GeneID	788
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du SLC25A20 humain (NP_000378.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43772
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace