

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc25A20 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43772

Numéro d'article: CM0028145

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC25A20 (CAC/CACT), validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain et le rat. Cible le transporteur mitochondrial de carnitine/acylcarnitine, essentiel pour l'oxydation des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLC25A20 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAC; CACT; SLC25A20
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	788
ID de Gène	788
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-301 du SLC25A20 humain (NP_000378.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	O43772
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace