

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc25A21 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bqt8

Numéro d'article: CM0022132

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin SLC25A21 validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte le transporteur mitochondrial du 2-oxodicarboxylate (ODC) humain et rat, 33 kDa. Idéal pour la recherche sur le transport métabolique et le catabolisme de la lysine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin SLC25A21
Remarques/Alias	ODC; ODC1; MTDPS18; SLC25A21
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	89874
GeneID	89874
Immunogène	Peptide Synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 148-247 du SLC25A21 humain (NP_085134.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9BQT8
Poids Protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace