

Anticorps Polyclonal Anti-Slc25A23 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bv35

Numéro d'article: CM0015715

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC25A23, un transporteur mitochondrial ATP-Mg/Pi qui régule les pools de nucléotides adényliques et la captation de calcium. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat (52 kDa).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC25A23 Rabbit pAb
Remarques/Alias	APC2; MCSC2; SCAMC3; SCaMC-3; SLC25A23
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	79085
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de SLC25A23 humain (NP_077008.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BV35
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace