

Anticorps Polyclonal Anti-Slc25A24 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Nuk1

Numéro d'article: CM0016563



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC25A24 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible le transporteur mitochondrial ATP-Mg/Pi SCaMC-1 (53 kDa). Idéal pour les études sur le transport des nucléotides mitochondriaux et l'homéostasie calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin SLC25A24
Remarques/Alias	APC1 ; SCAMC1 ; SCAMC-1 ; SLC25A24
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29957
GeneID	29957
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de SLC25A24 humain (NP_037518.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6NUK1
Poids protéique	53 kDa
Expédition	Sac de glace