

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc25A26 Pour Wb Et Elisa - Q70Hw3

Numéro d'article: CM0020841

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SLC25A26 humain, adapté pour WB et ELISA, réactivité croisée avec la souris. Cible la protéine transporteuse mitochondriale de la S-adénosylméthionine pour les études de méthylation et de transport. Poids moléculaire : 29 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLC25A26 Lapin pAb
Remarques/Alias	SAMC; COXPD28; SLC25A26
Espèce	Humain
GeneID	115286
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 105-185 du SLC25A26 humain (NP_775742.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q70HW3
Poids de la Protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace