

Anticorps Polyclonal Anti-Slc25A27 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O95847

Numéro d'article: CM0013329

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine SLC25A27 (UCP4). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit également avec les protéines de souris et de rat. Utile pour les études sur le découplage mitochondrial et le stress métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC25A27 Rabbit pAb
Remarques/Alias	UCP4 ; SLC25A27
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9481
GeneID	9481
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 201 et 300 de la protéine humaine SLC25A27 (NP_004268.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O95847
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace