

Anticorps Polyclonal Anti-Slc25A38 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Dw6

Numéro d'article: CM0013515

Introduction

Anticorps polyclonal ciblant le SLC25A38 humain, un transporteur de glycine mitochondrial impliqué dans la biosynthèse de l'hème. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur l'érythropoïèse et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLC25A38 Lapin pAb
Remarques/Alias	SIDBA2; SLC25A38
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54977
GeneID	54977
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du SLC25A38 humain (NP_060345.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96DW6
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace